Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:15

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/podkladka-odciazajaca-paniolo-p-98.html

Podkładka odciążająca Paniolo



Cena brutto	**103,00 zł**
Cena netto	**83,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Paniolo Hoof Support – oddychająca podkładka ortopedyczna

Paniolo Hoof Support to w 100% oddychająca podkładka, która dopasowuje się do kształtu kopyta i równomiernie rozkłada obciążenie na podeszwę. Materiał to pianka z tysiącami drobnych kulek w żywicy: po aktywacji i dociśnięciu do kopyta twardnieje w ciągu kilku minut, zachowując oddychalność.

Podkładka nie leczy ochwatu. Zmniejsza dyskomfort, ogranicza ruch podeszwy i pomaga w rehabilitacji. Zawsze skonsultuj stosowanie z lekarzem weterynarii i kowalem.

Do czego służy?

- Pierwsza pomoc przy początku ochwatu
- Ochrona stłuczonej podeszwy i ran kłutych
- Okład na odciski – razem z żelem leczniczym
- Ochrona kopyta po zgubieniu podkowy
- Wsparcie przeciwnej nogi przed operacją i po niej
- Wrażliwa, miękka podeszwa (trociny, piasek, łuski ryżowe)
- Transport przyczepą lub samolotem
- Konie wrażliwe po podkuciu

Najważniejsze zalety:

- 100% oddychająca
- Formuje się do konturów kopyta
- Równomiernie rozkłada ciężar
- Szybki montaż
- Można przykleić do podeszwy – z podkową lub bez – na ok. 3 tygodnie
- Do prania i ponownego użycia przy sączącym się procesie
- Można formować wokół pięt i klinować
- 4 rozmiary

Jak działa?
Przy bolącym, zapalnym kopycie każda zmiana obciążenia rozciąga blaszki i pogłębia ból. Paniolo usztywnia podparcie podeszwy, rozkłada nacisk na całą powierzchnię i ogranicza opadanie kości kopytowej. Dlatego większość koni odczuwa ulgę już po prawidłowym założeniu.

Instrukcja montażu

Potrzebne:

- podkładka Paniolo w odpowiednim rozmiarze
- czyste, suche kopyto
- bandaż samoprzylepny / taśma
- opcjonalnie: żel leczniczy, taśma klejąca do podeszwy

Krok po kroku:

1. Wyjmij podkładkę z opakowania i aktywuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
2. Oczyść kopyto. Podeszwa ma być sucha.
3. Przyłóż podkładkę do podeszwy i dociśnij, aż wypełni wgłębienia strzałki, rowków i ścian.
4. W razie potrzeby uformuj materiał wokół pięt albo zrób lekki klin.
5. Przytrzymaj 5–7 minut, aż podkładka stężeje i zachowa kształt kopyta.
6. Zabezpiecz bandażem lub taśmą. Można też przykleić podkładkę do podeszwy – z podkową lub bez.
7. Koń może obciążyć nogę. Sprawdź, czy podkładka nie przesuwa się i nie uciska korony.

Wskazówki:

- Przy sączącym się procesie podkładkę można umyć i założyć ponownie (do ok. 2 tygodni).
- Przyklejona wersja utrzymuje się zwykle do 3 tygodni.
- Nie zastępuje leczenia weterynaryjnego ani korekcji kowalskiej.
- Przy ochwacie, rotacji kości kopytowej i po operacji decyzję o stosowaniu podejmuje lekarz weterynarii.

Jak dobrać rozmiar?

Rozmiar odpowiada **średnicy** podkładki. Dobierz tak, aby pokryła całą podeszwę, bez nachodzenia na koronę.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Średnica
Extra Small	10 cm / 4"
Small	14 cm / 5½"
Medium	17 cm / 6⅝"
Large	19 cm / 7½"

Wskazówki:

- Zmierz najszersze miejsce kopyta i porównaj ze średnicą podkładki.
- Jeśli kopyto jest między rozmiarami – wybierz większy i przytnij nadmiar po uformowaniu.
- Extra Small – kuce i bardzo małe kopyta; Large – duże kopyta pełnej krwi i warmbloodów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L - 19cm , M - 17cm , S - 14 cm , XS - 10cm