

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-buty-moreaid-squish-pad-1-para-p-108.html>



Podkowy/ buty MoreAid Squish Pad - 1 para

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Buty/ podkowy klejone MoreAid Squish Pad - 1 para

MoreAid Squish Pad - ortoza rehabilitacyjna do kopyt

MoreAid Squish Pad to w pełni 3D-drukowana ortoza rehabilitacyjna, zaprojektowana z myślą o koniach potrzebujących intensywnego odciążenia, ochrony i komfortu. Wspiera całą powierzchnię kopyta, równomiernie rozkładając nacisk i pozwalając koniowi samodzielnie ustawić się w najbardziej komfortowej pozycji.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie w ostrej i przewlekłej fazie ochwatu (laminitis)
- Konie z cienką podszewą, obniżoną jakością rogu i słabym wzrostem
- Konie po resekcjach ścian, z ropniami i uszkodzeniami linii białej
- Konie z zapaleniem tkanek miękkich, obrzękiem kości, stłuczeniami i zmianami zwyrodnieniowymi
- Konie bardzo wrażliwe, które nie tolerują tradycyjnych rozwiązań

Najważniejsze zalety:

- Wspiera całą podszewę, strzałkę i ściany – zmniejsza nacisk na bolące obszary
- Materiał „squish” ugina się i odbija przy każdym kroku, amortyzując wstrząsy
- Zachęca do naturalnego ruchu i poprawia krążenie w kopycie
- Często daje zauważalną poprawę komfortu już po założeniu
- Całkowicie nieinwazyjne mocowanie – można kleić, odlewać (cast) lub taśmować
- Konstrukcja z mankietem chroni ścianę kopyta przed dodatkowymi urazami
- Możliwość zastosowania systemu dystansowego (spacerów) przy obniżonej podszewie

Ważne:

Squish Pad to ortoza rehabilitacyjna, a nie but do jazdy. Jego zadaniem jest zapewnienie komfortu 24/7 i stworzenie warunków do regeneracji kopyta. Po poprawie stanu kopyta najczęściej przechodzi się na lżejsze rozwiązania, takie jak MoreAid Spider Glue Shoe.

Jak dobrać rozmiar Squish Pad?

Podstawą doboru jest pomiar **najszerszego miejsca kopyta** (podobnie jak przy Spider).

Jak prawidłowo zmierzyć?

1. Kopyto powinno być świeżo obcięte.
2. Zmierzyć najszersze miejsce kopyta (zazwyczaj w połowie długości lub nieco bliżej tyłu).
3. Zmierzyć każde kopyto osobno – przody i tyły często różnią się rozmiarem.
4. Porównaj wynik z tabelą rozmiarów producenta (szerokość x długość).

Praktyczne wskazówki

- Lepiej wybrać rozmiar, który dobrze obejmuje kopyto, niż zbyt ciasny.



-
- Przy bardzo obniżonej podeszwie lub rotacji kości kopytowej często stosuje się dodatkowe spocery.
 - W przypadku wątpliwości prześlij nam zdjęcia kopyt od spodu i z boku wraz z pomiarem szerokości – pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar.

Przy doborze rozmiaru należy pamiętać, że:

1. Mankiet buta ma grubość od 2,5-4mm i jest równie sztywny, jak podeszwa; tworzy z podeszwą kąt od 63° (pazur) do 65° (przedkątne).

Nacięcie go w celu lepszego dopasowania do kopyta może nie przynieść pożądanego rezultatu ze względu na słabą elastyczność i grubość

2. Podane wymiary to wymiary wewnętrzne podeszwy, a nie kopyta, nie uwzględniają zapasu na warstwę kleju

3. Od strony wewnętrznej mankiet jest sfazowany na wysokość ok. 5mm pod kątem 90° do podeszwy

4. Jeśli kopyto konia ma jakąkolwiek nieregularność kształtu, której nie korygujemy podczas werkowania, rozmiar należy dobrać

z uwzględnieniem tej nieregularności. W praktyce oznacza to, że rozmiar, który wynikałby z tabeli należy powiększyć o 2 lub nawet 3 rozmiary.

Jeśli nie ma pewności, czy dobrany rozmiar jest odpowiedni, odrysuj każde z kopyt konia na papierze milimetrowym i zmierz kąty ścian kopyta. Rozmiar