

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-wełny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html>

Wkładki z wełny naturalnej przycięte do butów - 1 para

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Wkładki z filcu wełnianego dopasowane do zakupionych butów rehabilitacyjnych.

Wkładki wycinane są z filcu wełnianego o wysokiej gęstości (około 0,3g/cm³), z wełny nie oczyszczanej chemicznie, a wyłącznie mechanicznie. Zawiera naturalną lanolinę, wspierającą regenerację podeszwy, poprawiającą gładkość, spistość i elastyczność.

W porównaniu z wkładkami z tworzyw sztucznych (pianki poliuretanowe, EVA, filc techniczny z poliestru) wykazuje lepszą chłonność potu, a także znacznie porównywalne lub lepsze właściwości mechaniczne.

Wkładki z filcu wełnianego można prać w pralce mechanicznej lub ręcznie z zastosowaniem środków piorących do tkanin wełnianych; po wypraniu i dokładnym wypłukaniu w ciepłej wodzie z dodatkiem lanoliny wkładka wraca do swojego kształtu i grubości w 70-80%.

Szczególnie polecane są do butów rehabilitacyjnych, w których koń chodzi przez większą część doby:

Easyboot Cloud (10mm),
Easyboot Rx2 (10, 6 lub 4mm),
Equine Fusion Recovery (4mm).

Możliwe jest również dopasowanie wkładek o grubości 4mm do butów używanych jako robocze (przy możliwościach stosunku wymiarów dobrze dopasowanego buta do wymiarów kopyt):

- Equine Fusion Ultra Jogging, Trekking, Jogging - 4mm
- Floating Boots Mini - 4, 6mm
- Easycare Epic, New Trail, Old Mac's, Sneakers - 4mm

Ze względu na wysoką chłonność nie są polecane do stosowania w butach Equine Fusion 24/7.

Stosując wkładki z włókien zawsze należy uwzględnić konieczność szybkiej wymiany lub usunięcia w przypadku namoknięcia, co ma szczególne znaczenie w przypadku kopyt o słabej kondycji podeszwy.

Wkładki mogą także być przycięte dla indywidualnych wymagań kopyta (otwory odciążające pod czubkiem kości kopytowej, profilowane, podnoszące tył lub pazur). Modyfikacje indywidualne dostępne są po uzgodnieniach oraz na podstawie dokumentacji obrazowej).

Kilka zalet wkładek z filcu wełnianego z lanoliną.

Filc o gęstości około 0,3 g/cm³ jest miękki i porowaty, co czyni go idealnym do zastosowań amortyzujących w rehabilitacji koni, np. przy problemach z kopytami. Poniżej zestawienie wszystkich kluczowych zalet, opartych na właściwościach naturalnej wełny zachowującej lanolinę (dzięki mechanicznemu przetwarzaniu bez chemikaliów), które wspierają komfort, zdrowie i efektywność terapeutyczną:

- **Amortyzacja i rozkład ciśnienia:** Zapewnia miękkie podparcie, absorbuje wstrząsy i równomiernie rozkłada nacisk na kopyto, co zmniejsza ryzyko urazów i wspomaga rehabilitację przy schorzeniach takich jak ochwat czy kontuzje ścięgien.
- **Absorpcja wilgoci:** Naturalna wełna wchłania do 30% swojej masy w wilgoci (np. pot czy wodę), odprowadzając ją z dala od kopyta, co zapobiega maceracji skóry i infekcjom w wilgotnych warunkach rehabilitacji.
- **Oddychalność:** Porowata struktura pozwala na swobodny przepływ powietrza, zapobiegając przegrzaniu i utrzymując suchość, co jest kluczowe w butach rehabilitacyjnych, gdzie kopyto musi "oddychać" podczas długotrwałego noszenia.
- **Regulacja temperatury:** Izuluje termicznie, utrzymując optymalną temperaturę kopyta – ciepła w chłodzie i chłodu w cieple – co wspiera krążenie krwi i procesy gojenia w terapii.
- **Właściwości antybakteryjne i antyzapachowe:** Zachowana lanolina działa naturalnie przeciwbakteryjnie, hamując rozwój bakterii, pleśni i zapachów, co minimalizuje ryzyko infekcji w ranach lub podrażnieniach kopyta podczas rehabilitacji.
- **Dopasowanie do kształtu:** Materiał formuje się pod wpływem ciepła i wilgoci do anatomii kopyta, zapewniając



indywidualne dopasowanie i zapobiegając otarciom czy ślizganiu się buta.

- **Trwałość i elastyczność:** Jest wytrzymały (7 razy mocniejszy niż bawełna), elastyczny i odporny na zużycie, co pozwala na długotrwałe użytkowanie w intensywnych terapiach bez utraty właściwości.
- **Komfort i ochrona skóry/kopyta:** Miękki i delikatny, zapobiega otarciom, pęcherzom czy podrażnieniom, co jest istotne w rehabilitacji, gdzie kopyto może być wrażliwe.
- **Naturalność i ekologiczność:** Bez chemikaliów, hipoalergiczny, cruelty-free (wełna z strzyżenia owiec), co minimalizuje ryzyko alergii i wspiera zrównoważone praktyki w opiece nad końmi.
- **Redukcja ryzyka urazów:** Zmniejsza nasilenie odleżyn, poprawia krążenie i zapobiega infekcjom, co bezpośrednio wspiera procesy lecznicze w butach rehabilitacyjnych.
- **Stabilizacja buta:** Gęsta tekstura zapobiega skręcaniu się buta na kopycie, zapewniając stabilność podczas ruchu w terapii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wkładka - wybierz: wełna naturalna - 10mm , wełna naturalna - 4mm , wełna naturalna - 6mm , wełna naturalna - wykonanie specjalne - podnosząca tył o 2° (+ 25,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 15,00 zł)