



Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 12:24

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/worek-do-moczenia-kopyt-w-kapielach-leczniczych-i-pielegnacyjnych-1-para-p-216.html>



Worek do moczenia kopyt w kąpielach leczniczych i pielęgnacyjnych - 1 para

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Worek o pojemności 10 litrów z mocnego tworzywa PVC - 1 para

Wymiary: 20 × 49 × 27 cm

Jeśli musisz zrobić leczniczą lub pielęgnacyjną kąpiel kopyt Twojego konia, na przykład w roztworze soli Epsom, w głęboko dezynfekującym roztworze kwasu podchlorawego HOCl, wymagającym przestrzeni do gazowania czy z użyciem Pure Hoof Soaker, który dzięki zawartości propolisu dobrze działa również na wał koronowy skórę owłosioną powyżej kopyta, ten worek sprawdzi się dobrze. Po nałaniu kąpeli umieszczasz kopyto konia w worku i zabezpieczasz tak, jak na zdjęciu poniżej (zamiast taśmy rzepowej możesz użyć taśmy naprawczej na obu wysokościach). W takich butach koń może się przemieścić nie ryzykując rozlania kąpeli.

Dzięki odcięciu górnej listwy umożliwia dokładne dopasowanie do nadpęcia z użyciem taśmy.

Worki sprawdzone w długotrwałym, systematycznym użytkowaniu.



W czym przygotować leczniczą kąpiel kopyt

Jest kilka opcji do wyboru, jeśli dwa wiaderka to zbyt duże wyzwanie dla Twojego konia:

możesz zastosować buty Tubease, ale kąpiel sięgnie maksymalnie do koronki



możesz zastosować buty EasyCare Remedy, które są przydatne także do kąpieli chłodzących



możesz także zastosować buty Unique Horn, dostępne w średnicach 10, 18 i 25cm



możesz również z powodzeniem wykorzystać suche worki żeglarskie w rozmiarach 10 lub 15l, uprzednio odcinając górną sztywną listwę, zapinając je z pomocą pasków na rzepy i/ lub taśmy naprawczej





--	--