Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:15

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/buty-equine-fusion-recovery-nowa-wersja-20-wyprzedaz-na-zakonczenie-produkcji-p-147.html




Buty Equine Fusion Recovery - nowa wersja 2.0 - wyprzedaż na zakończenie produkcji

Cena brutto	**680,00 zł**
Cena netto	**552,85 zł**
Cena poprzednia	~~**775,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Buty Equine Fusion Recovery 2.0



Nowe i ulepszone buty rehabilitacyjne do rehabilitacji i transportu

Buty Recovery Shoe zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić optymalną opiekę Twojemu koniowi podczas rehabilitacji i transportu, a jednocześnie zadbać o jego doskonały wygląd. Cholewka wykonana jest z wodoodpornego, elastycznego neoprenu, a wodoodporny zamek błyskawiczny z przodu pozwala kontrolować środowisko kopyta podczas rekonwalescencji. Taka konstrukcja umożliwia lekarzom weterynarii podawanie leków lub innych płynów bezpośrednio na kopyto bez ryzyka zakażenia. Elastyczny pasek i unikalna konstrukcja piętki wspierają nieograniczony, naturalny ruch piętki, zwiększając komfort i mobilność.
Miękka gumowa podeszwa pozwala kopytu wniknąć w materiał, zapewniając pełny kontakt, który wspomaga naturalny przepływ krwi i prawidłowe funkcjonowanie kopyta. Idealne dla koni rekonwalescencji po schorzeniach takich jak ochwat, nadwrażliwość kopyt, ropnie lub w trakcie leczenia, buty Recovery Shoe są łatwe w użyciu dzięki systemowi zapięcia jednym paskiem. Wyższy niż zwykle profil zapewnia pełną ochronę kopyta, co czyni je niezawodnym wyborem do rehabilitacji, użytku weterynaryjnego w klinikach i transportu.

Dostępne również ocjonalni z dopasowanymi wkładkami z wełny naturalnej, tu dokładny opis: https://konwbutach.com.pl/wkladki-z-welny-naturalnej-przyciete-do-butow-1-para-p-51.html, a wybór wersji możliwy jest także przy wyborze rozmiaru i koloru butów.

Łatwy w użyciu:

• Łatwe otwieranie buta w celu jego założenia. • Elastyczny neopren z zamkiem błyskawicznym i elastycznym paskiem do zaciśnięcia.

Dopasowanie:

• Elastyczna górna część umożliwia dopasowanie do kopyt o nietypowym kształcie, formie i kątach. • Model ten jest polecany do rehabilitacji i transportu.

Mocowanie:

• Dzięki regulowanej cholewce i systemowi zapięć wraz z zamkiem błyskawicznym, można ściśle zapiąć podkowę wokół kopyta, aby nie spadła.

Komfort:

• Górna część wykonana jest z wodoodpornego, elastycznego neoprenu. Wodoodporny zamek błyskawiczny i elastyczny pasek w połączeniu z konstrukcją piętki umożliwiają swobodny, naturalny ruch kopyta. • Górna część jest miękka i wygodna dla konia.

Tabela rozmiarów:

Equine Fusion Recovery 2.0		
Rozmiar	Długość w mm	Szerokość w r
7	66-75	70
8	76-85	80
9	86-95	90
10	96-105	100
11	106-115	110
12	116-125	120
13	126-135	130
14	136-145	140
15	146-155	150
16	156-165	160

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10
Kolor: czerwony
Wkładka - wybierz: wełna naturalna - 4mm , wełna naturalna - 6mm , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i


optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:




Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.




Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.



Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Buty Equine Fusion Recovery - przewodnik użytkowania