Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:15

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-ultra-triple-d-1-para-p-217.html



Podkowy EasyShoe Ultra Triple D - 1 para

Cena brutto	**380,00 zł**
Cena netto	**308,94 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

EasyShoe Ultra Triple D – płaska, sportowa wersja Triple D - 1 para

EasyShoe Ultra Triple D to ewolucja modelu Triple D: ta sama trójwarstwowa platforma (Triple Density Platform™), ale **bez wbudowanego klina 3°**. Podeszwa jest płaska i zaprojektowana z myślą o pracy sportowej. Koń zachowuje amortyzację trzech gęstości, a jednocześnie stoi i porusza się w bardziej neutralnej mechanice.

Trzy warstwy pracują razem:

- **przezroczysty poliuretan** – sztywność i pewne klejenie
- **miękka guma środkowa** – amortyzacja i równomierne rozłożenie obciążenia
- **trwała gumowa podeszwa** – przyczepność i odporność na ścieranie

Ultra Triple D oddaje naturalny ruch kopyta i tłumi wstrząsy przy każdym kroku – bez dodatkowego uniesienia pięt.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie sportowe, które lubią amortyzację Triple D, ale nie potrzebują klina
- Konie ujeżdżeniowe i rekreacyjne na twardej nawierzchni
- Konie wracające do pracy po okresie terapeutycznym
- Konie, u których klin 3° w Triple D zmienia mechanikę zbyt mocno
- Sytuacje, w których chcesz komfort buta biegowego przy płaskiej podeszwie

Najważniejsze zalety:

- Ta sama trójwarstwowa konstrukcja co Triple D
- Płaska podeszwa – wersja performance
- Amortyzacja bez wbudowanego klina i rollera
- Mankiety do klejów wypełniających szczeliny
- Kompatybilność z mankietami Mushroom i super glue (ten sam system mankietów co One Glue / Triple D)
- Neutralna mechanika przy zachowaniu komfortu
- Trzyma się przez pełny cykl korekcji
- Sprzedawana w parach

Ultra Triple D a Triple D

- **Triple D** – klin 3° + roller w podeszwie; wersja terapeutyczna
- **Ultra Triple D** – podeszwa płaska; ta sama amortyzacja, nastawienie na sport i codzienną pracę

Jeśli koń potrzebuje uniesienia pięt i łatwiejszego przetoczenia – wybierz Triple D.
Jeśli chcesz tę samą miękkość, ale bez zmiany kąta – wybierz Ultra Triple D.

Dwa sposoby mocowania

1. **Klej akrylowy / uretanowy**
   Mankiety wypełniają szczeliny. Zalecane: HoofLox Acrylic, HoofLox Urethane, HoofLox Platinum.
2. **Mankiety Mushroom + super glue**

Mushroom Cuff zatrzaskuje się w mankiecie podkowy i pozwala kleić super glue.
Podkowę można zdejmować i resetować wielokrotnie.
Na **1 parę podków** potrzebne są **2 pary** mankietów Mushroom.
Rozmiar mankietu = rozmiar podkowy.

Jak dobrać rozmiar EasyShoe Ultra Triple D?

Rozmiar odpowiada najszerszemu miejscu kopyta.
Pomiary wykonuj na świeżo obciętym kopycie. Długość można skrócić tarką lub szlifierką.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
110	104–110	130
114	108–114	133
118	112–118	137
122	116–122	141
126	120–126	146
130	124–130	151
134	128–134	155
138	132–138	159
142	136–142	164
146	140–146	168
150	144–150	176
154	148–154	181

Wskazówki:

- Jeśli pomiar jest na granicy zakresu – bezpieczniej wziąć większy rozmiar.
- W razie wątpliwości prześlij nam zdjęcia kopyt wraz z pomiarami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 110 , 114 , 118 , 122 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146 , 150 , 154

Jak prawidłowo mierzyć kopyta


Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:




Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.




Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.



Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Materiały filmowe i prezentacyjne Easycare Inc. serii Triple D